



Ingenieurbüro Dr. Elisabeth Seveke
Computer für Behinderte
Schnorrstraße 70
01069 **Dresden**

Tel.: 0351 4724 100
Fax: 0351 4724 165

Ust-IdNr.: DE 140 350 985
IK: 591 400 380

Dr.Seveke@Computer-fuer-Behinderte.de
www.Computer-fuer-Behinderte.de

MyCORE ist nicht nur eine Kommunikationshilfe, sondern ein Teil eines umfassenden Kommunikationskonzeptes.

MyCORE[®]
learn to talk - talk to learn

Den Kern bildet das Kölner Vokabular, eine auf wissenschaftlichen Wortschatzanalysen basierende Kombination von Kern- und Randvokabular, das in unterschiedlicher Komplexität sowohl auf den **Kölner Kommunikationsmaterialien** als auch auf **MyCORE** angeboten wird.

Eine Besonderheit bei dieser Kommunikationshilfe ist der auf das Mitwachsen angelegte Wortschatz (Grundausrüstung über 2.000 Wörter, reduzierte Version ca. 800). Das Vokabular wird derzeit nur mit Metacom-Symbolen angeboten.



Durch die gleichbleibenden Positionen sowie die vergleichbare Struktur der nichtelektronischen und elektronischen Hilfe wird zum einen die multimodale Kommunikation unterstützt, zum anderen wird die Erweiterung des Wortschatzes erleichtert.

Die Positionen der Wörter sind in der reduzierten MyCORE-Version und in der Vollversion identisch. Die Erweiterung des Vokabulars der reduzierten Version erfolgt, indem die Bezugspersonen nach und nach mehr Wörter und Kategorien freischalten - so kann das Vokabular ganz natürlich mit den Fähigkeiten des Nutzers mitwachsen.

MyCORE zeichnet sich durch die Kombination von Kern- und Randvokabular aus. In einem statischen Rahmen wird kontextunabhängiges Kernvokabular (z.B. ich, zu, haben, kein) so angeboten, dass es mit themenspezifischem Randvokabular (z.B. trinken, Durst, heiß, Milch) kombiniert werden kann.

Formulierungen wie „Ich habe Durst.“, „Kann ich heiße Milch haben?“, „Meine Milch ist zu heiß.“ sind ohne Seitenwechsel möglich.

Verschiedene Grammatikfunktionen ermöglichen die Bildung korrekter Formen und Sätze; darüber hinaus können Endungen ausgetauscht (heiß-e, heiß-er, heiß-en), Wörter zusammengesetzt (Milchkaffee) oder mit Vorsilben (be-trinken, er-trinken) gebildet werden.

Ein weiterer Baustein des Kommunikationskonzeptes sind Informationen und Materialien zur Unterstützung der Sprachentwicklung (Wortschatz, Grammatik, Mehrwortäußerungen etc.) unter besonderer Berücksichtigung von Literacy-Angeboten (z.B. Bücher anschauen, Laute hören).

Das Gerät besitzt einen Touchscreen mit einer Diagonale von 30,5 cm (12 Zoll), der besonders leuchtstark ist. Die Bedienung kann bei Bedarf auch mit einem beliebigen Mausersatz erfolgen, der über USB angeschlossen wird. MyCORE hat ein Gewicht von 1,85 kg, ist 285 mm x 234 mm x 39 mm groß und hat eine Akkulaufzeit bis zu 10 Stunden.

Detailliertere Informationen einschließlich eines Videos über die Arbeitsweise mit MyCore finden Sie auf der Internetseite www.My-Core.de.